

Tubes de culture, 12 ml, tubes fond rond en polypropylène

Réf. SPT-TCU12PP25



Tubes de culture, 12ml ;

- Tubes fond rond en polypropylène ;
- Plage d'écriture et graduations sérigraphiées ;
- Bouchon à deux positions permettant de travailler dans des conditions aérobies ou anaérobies ;
- Stérilisés par irradiation ;
- Diamètre(Ø): 17mm ;
- Hauteur: 100mm ;
- Conditionnement: Barquette de 25 pièces ;
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration