

Tubes de culture, 4 ml, tubes fond rond en polystyrène

Réf. SPT-TCU5PS25



Tubes de culture, 4 ml ;

- Tubes fond rond en polystyrène ;
- Plage d'écriture et graduations sérigraphiées ;
- Bouchon à deux positions permettant de travailler dans des conditions aérobies ou anaérobies ;
- Stérilisés par irradiation ;
- Diamètre(Ø): 12 mm ;
- Hauteur: 75 mm ;
- Conditionnement: Barquette de 25 pièces ;
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration