

Barrettes de 8 capes pour tube PCR 0,2 ml-Sac de 125

Réf. **AXY-CPCR8**



Barrettes de 8 capes marquées de A à H

- Recommandés pour toutes les techniques d'amplification (type PCR) ;
- Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement ;
- La barrette s'adaptent sur la plupart des thermocycleurs ;
- En polypropylène ;
- Présentés en sacs refermables ;
- Températures d'utilisation de la barrette: -40 °C +121 °C ;
- Autoclavables à 121°C (20 min.) ;
- Centrifugation: jusqu'à 10 000 g ;
- Conditionnement: 1 250 ;
- Conditionnement minimum de vente: Sac de 125.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration