


Cellule de MALASSEZ, Simple, qualité standard Réf. SOC-CMS



Cellule de MALASSEZ, Simple, qualité standard :

- Livrées en boîte individuelle avec 2 lamelles planées pour la qualité standard;
- Dimensions de la grille: 2 x 2,5 mm;
- Profondeur de la grille: $0,2 \pm 0,002$ mm;
- Volume total: 1 μ l;
- Surface du plus petit carrée: 0,0025 mm².



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration