

Cellule nageotte, simple, qualité preciss  
Réf. SOC-CNSP



**Cellule NAGEOTTE, Simple, qualité PRECISS :**

- Livrées en boîtes individuelles avec 2 lamelles planées pour la qualité standard;
- Dimension de la grille: 10 x 10mm;
- Profondeur de la grille:  $0,5 \pm 0,003$ mm;
- Volume total: 50 $\mu$ l;
- Surface du plus petit carrée: 2,5mm<sup>2</sup>.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration