

Coffret de 100 lames de 10 cellules Réf. SOC-KOVAS



Coffret de 100 lames de 10 cellules :

- Applications multiples:
- Analyse microscopique qualitative et quantitative des urines;
- Numération des sédiments urinaires;
- Cytologie du LCR;
- Spermogramme;
- Élément de comptage en culture cellulaire et virologie;
- Les échantillons peuvent être examinés directement ou après centrifugation;
- 2 versions: Lame à 10 cellules individuelles, quadrillées, en plexiglas acrylique pour analyse quantitative: KOVAS;
- Nouvelle grille haute définition;
- Dimensions de la lame (L x l x H) mm: 81 x 32 x 2;
- Dimensions de la grille: 3 x 3 mm.
- Profondeur de la grille: 0,1 mm;
- Volume de liquide retenu dans la grille: 0,9 µl;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Quadrillage: 9 cases subdivisées en 9 petits carrés;
- Fiche technique / mode d'emploi disponibles sur demande; Lame à 4 cellules individuelles quadrillées en plastique pour analyse qualitative: KOVAS4;
- Dimensions de la lame (L x l x H) mm: 76 x 26 x 2;
- Quadrillage: 9 cases.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration