

Lames avec revêtement teflon bleu, Ø puits: 7 mm
Réf. SOC-LI10P7EP



Lames avec revêtement TEFLON Bleu, Ø puits: 7 mm :

- Nombre de puits: 2 x 5 puits;
- Conçues pour les travaux de routine sans solvant organique;
- Permettent d'effectuer des analyses en milieu aqueux;
- Condition minimum de vente: boîte 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration