

Boîte en polypropylène pour congélation 50 tubes, 2 ml

Réf. SOC-BCONG50



Boîtes à congélation en polypropylène; Version Couvercle à charnière; Pour congélation jusqu'à -90°C ;

- Fond compartimenté ;
- Repérage alpha-numérique ;
- Acceptent:
 - les microtubes standards fond conique et cape attenante ;
 - les microtubes vissants (voir pages 164 et 165) ;
 - les tubes Cryovials jusqu'à 2 ml ;
- Couleur naturelle ;
- Capacité des tubes: 2ml ;
- Nombre de tubes: 50 (10 x 5) ;
- Dimensions (L x l x H): 40 x 70 x 55 ;
- Conditionnement: Carton de 5 boîtes ;
- Condition minimum de vente: 1 boîte.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration