


Staborack 96 tubes micronic 1,4 ml

Réf. SOC-MIC42000



Rack Staborack avec 96 tubes standards;

- Matière: Polypropylène.
- Autoclavables.
- Livrés avec couvercle de sécurité (nouveau mécanisme de verrouillage).
- Empilables.
- Dimensions hors tout du rack (Longueur x largeur x hauteur): 128 x 86 x 49 mm.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 8 racks.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration