

Decapper 1 : pour ouvrir les tubes individuellement

Réf. SOC-MIC54000



Décapper 1 : pour ouvrir les tubes par 8;

- 3 types de bouchage possible:
 - bandes de 8 bouchons Micronic standards, en polyéthylène, non perforables, pouvant être facilement coupées aux ciseaux ou au scalpel.
 - Cap-cluster TraXis : plaque composée d'un film semi-rigide et de 96 bouchons multi-perforables en T.P.E.(Thermo Plastic Elastomère); - jusqu'à 12 fois sans perte d'étanchéité. Bouchons séparables du film support de façon individuelle ou multiple; Les tubes ainsi obturés peuvent-être manipulés individuellement.
 - Capmat TraXis: plaque idem ci-dessus mais les 96 bouchons ne sont pas séparables (bouchage simultané de 96 tubes).
- Accessoires: 2 outils permettent d'ouvrir facilement les tubes, individuellement ou par 8.
- Conditionnement minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration