

## **Biotube system, boîte de 120 barrettes 8 bouchons**

**Réf. SPT-BAR8B**



Biotube System, boîte de 120 barrettes 8 bouchons.

- Système de stockage et transport d'échantillons;
- Rack en polypropylène utilisable de -80°C à +121°C;
- Capacité : 96 tubes en configuration 8 x 12 type microtitration;
- Couvercle transparent avec repérage alphanumérique et système détrompeur;
- Grille de support des tubes colorés, munie de 4 pieds;
- Extractible, elle peut servir de portoir de travail, être placée au réfrigérateur, au bain-marie...;
- Dimensions (mm): longueur 125 x largeur 85 x hauteur 58;
- Version:
  - rack avec 96 tubes non irradiés,
- Tubes individuels de 1,1ml en polypropylène.
- Bouchons en polyéthylène en barrette de 8, irradiés ou non;
- Dimensions : Hauteur 46 mm x à □ 9 mm;
- Conditionnement minimum de vente: 1 boîte de 120.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration