

## Biotube system, sac de 960 tubes individuels

Réf. SPT-T1.1ML



Biotube System, Sac de 960 tubes individuels.

- Irradié: non;
- Système de stockage et transport d'échantillons;
- Rack en polypropylène utilisable de -80°C à +121°C;
- Capacité : 96 tubes en configuration 8 x 12 type microtitration;
- Couvercle transparent avec repérage alphanumérique et système détrompeur;
- Grille de support des tubes colorés, munie de 4 pieds;
- Extractible, elle peut servir de portoir de travail, être placée au réfrigérateur, au bain-marie...;
- Dimensions (mm) : longueur 125 x largeur 85 x hauteur 58;
- Versions:
  - Rack avec 96 tubes non irradié,
- Tubes individuels de 1,1ml en polypropylène;
- Bouchons en polyéthylène en barrette de 8, irradiés ou non;
- Dimensions : Hauteur 46 mm x Ø 9 mm;
- Conditionnement minimum de vente : 1 sac de 960.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration