

Cônes à extrémité fine et ronde 200 µl, Ø : 0,57 mm, rack de 204

Réf. GIL-LAMBDA200EFR



Cônes à extrémité fine et ronde 200 µl, Ø: 0,57 mm; Rack de 204;

- En polypropylène; Rack autoclavable;
- Absence de RNase, DNase;
- Niveau d'endotoxine contrôlé;
- Facilitent les opérations de chargement des gels du type SDS-PAGE;
- Type non spécifique;
- Longueur totale: 83 mm;
- Condition minimum de vente: 4.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration