

Cônes filtre Axygen 0,5-10 µl, en rack stérile de 96

Réf. **AXY-TF10ERSMR**



Cônes à filtre AXYGEN 0,5 - 10 µl, rack stérile de 96; En Polypropylène MAXYMum Recovery; Couleur naturelle; Pointe biseautée;

- En Polypropylène MAXYMum Recovery;
- Filtre en polyéthylène haute densité;
- Autoclavables à 121°C, 15 min;
- Rack à charnière protégée sous film;
- Large gamme de volume de 0,5 à 1 000 µl;
- Stérilisés par irradiation;
- Absence de RNase, DNase;
- Niveau d'endotoxine contrôlé;
- Carton de: 4 800 / 96;
- Condition minimum de vente: 1 boîte de 10 racks.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration