

## Cônes à filtre long 200 µl, en rack stérile de 204

Réf. AXY-COS200LFRS



Cônes à filtre long 200 µl, en rack stérile de 204;

- Couleur naturelle;
- Stérilisés par irradiation;
- Filtre en polyéthylène;
- Longueur d'un cône: 90 mm;
- Absence de DNase et RNase;
- Niveau d'endotoxine contrôlé;
- Condition minimum de vente: 8 racks de 204.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration