

## Cône Diamond en rack: 50-1 200 µl, longueur 84

Réf. GIL-F161103



Cônes DIAMOND en rack: 50 – 1200 µl, longueur 84;

- Version stérilisée par irradiation et non gradué;
- Niveau d'assurance de stérilité garanti SAL 10-6, obtenu par irradiation;
- Dépourvus de RNases, DNases, DNA, RNA et Protéases décelables; Analyses régulières effectuées par un laboratoire indépendant;
- Certificat de conformité avec des protocoles détaillés et des niveaux de détection pour chaque lot;
- Toutes les boîtes sont conditionnées dans un emballage stérile de qualité médicale qui assure une protection complète contre toute contamination éventuelle;
- Condition minimum de vente: 10 racks de 96 = 960.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration