

Cones Eppendorf EP Tips: 20-300 μ l

Réf. EPP-C300EPT



Cônes EPPENDORF EP TIPS: 20 – 300 μ l;

- Couleur jaune;
- En Polypropylène;
- Conditionnés en sacs refermables dans une boîte cartonnée;
- Exempts de métaux lourds;
- Des graduations fines permettent un contrôle simple du volume;
- Conditionnement carton de 16 x 1 000;
- Condition minimum de vente: 1 000 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration