

Cônes clinitips en rack : 100-1 000 µl, pointe coupée (ou droite)

Réf. EPP-CB1000ER



Cônes CLINITIPS en rack: 100 – 1 000 µl, pointe coupée (ou droite)

- En polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium,
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.

Disponibles en:

- Rack pré-rempli,
- Rack + recharge: système UNIBOX,
- Adaptable sur les micropipettes,
- Type de collerette Eppendorf,
- En carton de 10 racks de 96,
- Condition minimum de vente: 960 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration