

Cône finntip en vrac : 100-1 000 µl, longueur : 71

Réf. THE-FIN1000B



Cônes finntip en vrac: 100 – 1 000 µl, longueur 71;

- En polypropylène "high grade" sans colorant ni trace de métaux;
- Surface hydrophobe évitant la rétention des liquides;
- Collerette = anneaux à relief négatif assurant une parfaite étanchéité;
- Non stériles;
- Disponibles en sacs et / ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle: Finntip 1 000;
- Condition minimum de vente: 1 boîte de 200 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration