

Cône finntip en vrac : 2 000-10 000 μ l, longueur : 150

Réf. THE-FIN10MLB



Cônes finntip en vrac: 2 000 – 10 000 μ l, longueur 150;

- En polypropylène "high grade" sans colorant ni trace de métaux;
- Surface hydrophobe évitant la rétention des liquides;
- Collerette = anneaux à relief négatif assurant une parfaite étanchéité;
- Non stériles;
- Disponibles en sacs et / ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle: Finntip 10 ;
- Condition minimum de vente: 1 boîte de 40 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration