


Cône finntip en vrac : 5-300 µl, longueur : 60

Réf. THE-FINFLEX300V



Cônes finntip en vrac: 5 – 300 µl, longueur 60;

- En polypropylène "high grade" sans colorant ni trace de métaux;
- Surface hydrophobe évitant la rétention des liquides;
- Colerette = anneaux à relief négatif assurant une parfaite étanchéité;
- Non stériles;
- Disponibles en sacs et / ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle: FinFlex 300;
- Condition minimum de vente: 1 sac de 1 000 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration