

Recharges « Refill Kit », 5-300 µl, longueur : 52

Réf. THE-FIN300REC



Recharges "REFILL KIT" 5 - 300 µl, longueur 52;

- Permet de recharger les racks de cônes Finntips lorsqu'ils sont vides;
- Livrées sans racks;
- Modèle: Finntip 300;
- Le Refill Kit contient deux colonnes de 10 plateaux rechargeables chacune;
- Condition minimum de vente: 20 plateaux de 192 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration