

Ritips Professionnal Ritter stérile, 0,1 ml Réf. RIT-RIT01PROS



RITIPS PROFESSIONAL RITTER stérile, 0,1 ml; Compatibilité quasi universelle:

- Ripette,
- Multipette
- Eppendorf 4780,
- Stepmate,
- HandyStep,
- HandyStep Electronic,
- Multipette Plus Eppendorf,
- Electronique,
- l'affichage est inopérant;
- Gamme d'aliquotes 2 à 20 µl;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Volume distribué selon la position sélectionné par la Ripette:

- position 1: 2 μ l,
- position 2: 4 μ l,
- position 3: 6 μ l,
- position 4: 8 μ l,
- position 5: 10 μ l;

Nombre de distributions par position:

- Position 1: 48,
- Position 2: 23,
- Position 3: 15,
- Position 4: 11,
- Position 5: 8.

Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration