

## **Ritips Professionnal Ritter standard, 0,2 ml** Réf. RIT-RIT02PRO



RITIPS PROFESSIONAL RITTER standard, 0,2 ml; Compatibilité quasi universelle:

- Ripette,
- Multipette
- Eppendorf 4780,
- Stepmate,
- HandyStep,
- HandyStep Electronic,
- Multipette Plus Eppendorf,
- Electronique,
- l'affichage est inopérant;
- Gamme d'aliquotes 4 à 40 µl;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Volume distribué selon la position sélectionné par la Ripette:

- position 1: 4  $\mu$ l,
- position 2: 8  $\mu$ l,
- position 3: 12  $\mu$ l,
- position 4: 16  $\mu$ l,
- position 5: 20  $\mu$ l;

Nombre de distributions par position:

- Position 1: 48,
- Position 2: 23,
- Position 3: 15,
- Position 4: 11,
- Position 5: 8.

Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration