

Seringues Repet-Tips standard, 1,25 ml

Réf. GIL-F164530



Seringue Repet-Tips standards, 1,25 ml;

- Réservoir des seringues en polyéthylène pur de haute qualité (PEHD);
- Piston en polyéthylène (PP);
- Non autoclavables;
- Seringues fabriquées sans aucun additif ou lubrifiant. (Piston de la seringue 0,1 ml en polymère à base de cristaux liquides);
- 8 modèles de 0,1 à 50 ml;
- Emballage individuel et certificat d'absence d'endotoxines pour les modèles stérilisés;
- N° de lot sur chaque boîte (BPL);
- Un adaptateur autoclavable est fourni dans chaque boîte de 25 et 50 ml;
- Gamme d'aliquotes 1 à 100 µl;
- Incréments selon plage de volumes 1 à 100 µl pour 0,5 ml, 100 à 1 000 pour 0,5 ml et 1 000 à 1250 µl pour 10 ml;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration