

## Seringues Repet-Tips sterile, 50 ml

Réf. GIL-F164525



Seringue Repet-Tips standards sterile, 50 ml;

- Réservoir des seringues en polyéthylène pur de haute qualité (PEHD);
- Piston en polyéthylène (PP);
- Non autoclavables;
- Seringues fabriquées sans aucun additif ou lubrifiant. (Piston de la seringue 0,1 ml en polymère à base de cristaux liquides);
- 8 modèles de 0,1 à 50 ml;
- Emballage individuel et certificat d'absence d'endotoxines pour les modèles stérilisés;
- N° de lot sur chaque boîte (BPL);
- Un adaptateur autoclavable est fourni dans chaque boîte de 25 et 50 ml;
- Gamme d'aliquotes 500 µl à 50 ml;
- Incréments selon plage de volumes 500 µl à 10 ml pour 10 ml, et 10 ml à 50 ml pour 100 ml;
- Condition minimum de vente: 25.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration