

## Eau distillée stérile apyrogène Réf. AGU-EAUDS5L



- **Composition:** Eau bidistillée stérile apyrogène de qualité PPI (préparation pour injection). Conforme à la Pharmacopée Européenne en vigueur pour les eaux de rinçage et irrigation: Aqua ad iniectabilia.
- **Conditionnement:** L'eau stérile bidistillée apyrogène de rinçage et irrigation est commercialisée dans des flacons en Polypropylène avec bouchons de couleur bleu (sauf en 5 L, le bouchon est blanc). Le n° de lot et la date de péremption sont gravés dans le polypropylène lors du moulage des flacons Versol. Pour les bidons et poches, ces indications figurent sur l'étiquette. Garantie supérieure à un an. Les bidons de 5 L sont munis d'un suremballage pour protéger le flacon de la poussière avant l'entrée en salle blanche.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- **Indications et utilisations préconisées:** rinçage et irrigation des plaies, nébulisation d'aérosols, rinçage d'instruments chirurgicaux et autre, rinçage dans les protocoles de désinfection du matériel, dilution dans les automates d'analyse, test LAL, HPLC, réalisation de solutions tampon, utilisation comme matière première pour la fabrication de médicaments non injectables, milieux de culture...
- **Mode d'emploi:** Ne pas réutiliser un flacon déjà entamé car il n'est plus stérile et apyrogène. Ne pas utiliser pour injecter ou pour la préparation de médicaments injectables car l'eau est de qualité PPI mais n'a pas fait l'objet d'une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) et n'est donc pas considérée comme médicament mais comme DM (Dispositif Médical).
- **Documents fournis sur demande:** Attestation CE et déclaration de conformité à la norme.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration