

Filtres analytiques quantitatifs, Ø 110 mm, n°12

Réf. SAR-FSC12/110



Filtres analytiques quantitatifs, Ø: 110 mm, N°12;

Sans cendre: taux de cendre: 0,007%. 100% cellulose.

- Propriétés: Papier pour filtration rapide; Couramment utilisé en analyses quantitatives,
- Types d'utilisation: Chromate de plomb, sulfites d'arsenic, de plomb, de fer, de manganèse et d'argent,
- Poids: 80 g/m²,
- Épaisseur: 0,15 mm,
- Porosité: 16 µ,
- Vitesse: 20 secs,
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration