

Filtres en microfibres de verre, type C, Ø 47 mm

Réf. SOC-FMVC47



Filtres en microfibres de verre, type C, Ø 47 mm:

- Fibres en microfibres de verre borosilicaté sans liant,
- Fibre de verre d'une grande pureté,
- Seuil de rétention de 0,7 à 2 microns,
- Grande vitesse de filtration et capacité de charge,
- Faible résistance au débit d'air.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

- Rétention des plus petites particules et des aérosols,
- Très faible taux d'absorption,
- Biologiquement et chimiquement inertes,
- Résistants à des températures $< 500\text{ °C}$,
- Stérilisables,
- Poids: 52 g/m^2 ,
- Epaisseur: $0,27\text{ mm}$,
- Porosité: $1,2\text{ }\mu\text{m}$,
- Résistance: 20 kPa ,
- Conditionnement: Boite de 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N