

## Filtres en microfibres de verre, type D, Ø 47 mm

Réf. SOC-FMVD47



Filtres en microfibres de verre, type D, Ø 47mm:

- Fibres en microfibres de verre borosilicaté sans liant,
- Fibre de verre d'une grande pureté,
- Seuil de rétention de 0,7 à 2 microns,
- Grande vitesse de filtration et capacité de charge,
- Faible résistance au débit d'air.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

- Rétention des plus petites particules et des aérosols,
- Très faible taux d'absorption,
- Biologiquement et chimiquement inertes,
- Résistants à des températures < 500 °C,
- Stérilisables,
- Poids: 121 g/m<sup>2</sup>,
- Epaisseur: 0,56 mm,
- Porosité: 2,0 µm,
- Résistance: 20 kPa,
- Conditionnement: Boite de 50.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N