

Papier filtre blanc standard en feuille

Réf. SAR-PFSF



Papier filtre blanc standard en feuille;

- Pour usage général de laboratoire; Filtration de produits divers, conditionnement pharmaceutique, essuyage, etc.
- Filtration moyennement rapide.
- Dimensions d'une feuille: 42 x 52 cm.
- Grammage: 64 g/m².
- Conditionnement minimum de vente: Rame de 500 feuilles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration