

Papier pour chromatographie

Réf. **SOC-FN100**



Papier pour chromatographie :

- Le plus couramment utilisé en électrophorèse et chromatographie,
- Résistant à l'état humide (type 3 MM Chr),
- Débit: 130mm/30min,
- Epaisseur: 0,35mm,
- Grammage: 195g/m²,
- Dimensions (L x l): 580 x 600 mm,
- Nombre de feuilles: Rame de 50,
- Conditionnement minimum de vente: 50 feuilles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration