

## Papiers standards à plat, Ø : 130 mm

Réf. SOC-FPLAT13



Papiers standards à plat, Ø : 130 mm;

\*Propriétés:

- Papier filtre pour tous travaux généraux (laboratoires de recherche, centres hospitaliers pharmaceutiques, chimiques, cosmétiques et alimentaires).
- Types d'utilisation: Eaux, spiritueux, solutions alcalines, sucre, clarification des teintures, colorants, etc.
- Poids: 73 g/m<sup>2</sup>.
- Épaisseur: 0,17 mm.
- Porosité: 20 µ.
- Vitesse: 10 secs.
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration