

Papiers standards à plat, Ø : 400 mm

Réf. SOC-FPLAT40



Papiers standards à plat, Ø : 400 mm;

*Propriétés:

- Papier filtre pour tous travaux généraux (laboratoires de recherche, centres hospitaliers pharmaceutiques, chimiques, cosmétiques et alimentaires).
- Types d'utilisation: Eaux, spiritueux, solutions alcalines, sucre, clarification des teintures, colorants, etc..
- Poids: 73 g/m².
- Épaisseur: 0,17 mm.
- Porosité: 20 µ.
- Vitesse: 10 sec.
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration