

Pots tronconiques 200 ml

Réf. SOC-PMG200



Pots Tronconiques 200 ml;

- A usage unique;
- En polypropylène avec cape à pression hermétique en polyéthylène;
- Disponibles en version opaque ou translucide pour les capacités de 200 et 400 ml, opaque pour les autres capacités;
- Dimensions (Haut. x Ø base x Ø ouvert.): 88 x 53 x 65 mm;
- Pas d'état bactériologique;
- Pas de cape montée;
- Polypropylène translucide;
- Graduation: 25 en 25 ml;
- Condition minimum de vente: carton de 660.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration