

Flacon en verre borosilicate, verre blanc, 100 ml

Réf. SIM-FRV100



Flacons en verre BOROSILICATE, verre blanc, 100 ml. Livrés avec bouchon en polypropylène bleus et bagues antigoutte. Autoclavable à 140°C. Haute résistance à l'action de la chaleur et des acides. Col à vis correspondant aux normes ISO R1115 et DIN 168. Flacons gradués et avec plages dépolies pour un marquage parfait. Disponibles en verre blanc et verre brun.

- Dimensions (Ø x hauteur): 56 x 105 mm.
- Pas de vis: 45GL.
- Condition minimum de vente: 10 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration