

## Flacon en verre borosilicate, verre brun, 250 ml

Réf. SIM-FRV250BR



Flacons en verre BOROSILICATE, verre brun, 250 ml. Livré avec bouchon en polypropylène bleu et bague anti-goutte. Autoclavable à 140°C. Haute résistance à l'action de la chaleur et des acides. Col à vis correspondant aux normes ISO R1115 et DIN 168. Flacon gradué et avec plage dépolie pour un marquage parfait.

- Disponibles en verre blanc et verre brun.
- Dimensions (Diamètre x hauteur): 70 x 143 mm.
- Pas de vis: 45 GL.
- Condition minimum de vente: 10 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration