

Pipettes à dilution, potain Réf. SOC-PPH



Pipettes à dilution, POTAIN :

- Utilisation: Hématies G.R.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Rhésuscope 1 face; Pour toute technique d'identification par agglutination;
- Les rhéusocopes favorisent la formation et la visualisation des agglutinations;
- Ils sont proposés avec 1 ou 2 faces de travail;
- L'éclairage et le chauffage sont assurés par:
 - un tube linolite de 40 W/220 V (pour le modèle 1 face),
 - 2 ampoules de 40 W/220 V (pour le modèle 2 faces);
- L'ensemble est fixé sur un axe central pour une agitation légère par basculement;
- Livré avec un cordon muni d'un interrupteur;
- Livré avec plaque opaline;
- Pour usage général de laboratoire;
- Dimension(Lxl): 345 x 85;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration