


Plaque pour groupage sanguin, 10 alvéoles

Réf. **SOC-PPGS**



Plaque pour groupage sanguin, 10 alvéoles; En polystyrène.

- Surface granitée pour identification;
- 10 alvéoles de 0,6 ml en volume total avec repérage alphanumérique;
- 4 ergots à chaque extrémité des plaques permettent un empilement simple et sûr;
- Dimensions (L x l x H): 160 x 40 x 4 mm;
- Conditionnement: Carton de 400 pièces, Sachet de 100 pièces;
- Condition minimum de vente: Boîte 20 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration