

Sediplast, sans citrate

Réf. **SOC-SDPP**



SEDIPLAST, Sans citrate;

- Pipettes plastique graduées de 0 à 150 mm;
- La mise à zéro automatique se fait grâce au bouchon "trop plein" de l'extrémité de la pipette;
- Les pipettes sont dotées à cette extrémité d'un très petit orifice, parfaitement calibré qui arrête la colonne de sang;
- Deux versions:
 - Pipettes avec micro-tubes de 1 ml à bouchon rose contenant 0,2 ml de citrate de sodium;
 - ✓ Possibilité d'utiliser une étiquette autoadhésive, en rouleau de 1 000 pièces.
 - ✓ N° de lot et date de péremption sur chaque sachet de micro-tubes citratés;
 - Pipettes avec micro-tubes de 1 ml sans citrate, sans bouchon et sans étiquette;
- Condition minimum de vente: Carton de 1 000 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration