

## Aérosol pour congélation cryoral, 300g Réf. SOC-3614050300



### Aérosol pour congélation CRYORAL, 300g :

- Aérosol pour congélation instantanée de pièces anatomiques;
- Le principe de la cryotomie est le durcissement du tissu grâce à la congélation de l'eau qu'il contient:
- pour examens extemporanés, coupes de blocs, cryostats,...
- températures de refroidissement:  $-55^{\circ}\text{C}$ ;
- Conditionnement: Carton de 12 aérosols;
- Condition minimum de vente: 1 aérosol.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration