

Cassette - Histosette 2 pour biopsies
Réf. SPT-HISTO2B



Cassettes pour biopsies Ajourées par trous sur toute la surface

HISTOSETTE I:

- Couvercle comportant 3 ergots de sécurité à l'avant et 2 crochets à l'arrière pour une fermeture efficace.
- Le couvercle est fixé sur la cassette;
- Il doit être séparé de la cassette puis fixé à nouveau après le dépôt de l'échantillon;

HISTOSETTE II:

- Plage d'identification à 45°;
- Permet une manipulation très simple et rapide d'une seule main;
- Couvercle fixé sur la cassette pour une fermeture directe;
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 3 boîtes distributrices de 500 pièces.
- On le retrouve en plusieurs couleurs : blanche, rose, verte, jaune, bleue, pêche, tan, grise, lilas, orange, aqua.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration