


Cassettes pour tissus, ajourées par bandes  
sur toute la surface  
**Réf. SPT-HISTO1T**



**Cassettes pour tissus, ajourées par bandes sur toute la surface**

**HISTOSETTE I:**

- Couvercle comportant 3 ergots de sécurité à l'avant et 2 crochets à l'arrière pour une fermeture efficace.
- Le couvercle est fixé sur la cassette;
- Il doit être séparé de la cassette puis fixé à nouveau après le dépôt de l'échantillon;

**HISTOSETTE II:**

- Plage d'identification à 45°;
- Permet une manipulation très simple et rapide d'une seule main;
- Couvercle fixé sur la cassette pour une fermeture directe;
- Condition minimum de vente: Carton de 3 boîtes distributrices de 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration