

Cellstor pot, 60 ml avec 40 ml de fixateur
Réf. CEL-CS60FT



CELLSTOR pot, 60 ml avec 40 ml de fixateur :

- Flacons à prélèvement pré-rempli de formol à 4 % tamponné;
- Flacons étanches pour le transport et le stockage des échantillons en toute sécurité;
- Remplis avec une solution de formol à 4 % tamponné; * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon;
- Durée de vie: 2 ans;
- Présentés en plateaux filmés pour une mise en stock aisée;
- Livrés avec une Fiche de Données de Sécurité dans chaque plateau;
- Dimension du flacon: 60 x 43/50mm;
- Couleur du bouchon: orange;
- Conditionnement: Plateau de 25;
- Condition minimum de vente: (16 x 25) = 400.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration