

Cellstor Pot, 90 ml avec 60 ml de fixateur
Réf. CEL-CS90FT



Cellstor Pot, 90 ml avec 60 ml de fixateur :

- Flacons à prélèvement pré-rempli de formol à 4 % tamponné;
- Flacons étanches pour le transport et le stockage des échantillons en toute sécurité;
- Remplis avec une solution de formol à 4 % tamponné; * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon;
- Durée de vie: 2 ans;
- Présentés en plateaux filmés pour une mise en stock aisée;
- Livrés avec une Fiche de Données de Sécurité dans chaque plateau;
- Dimensions du flacon: 77 x 43 / 50 mm;
- Couleur du bouchon: Orange;
- Conditionnement: Plateau de 25;
- Condition minimum de vente: (12 x 25) = 300.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration