

## Blocfile 320, a monter Réf. CEL-BF320AM



### BlocFile 320, a monter :

- Système tiroir carton pour stockage des blocs d'inclusion;
- Carton brun recyclé, rigide;
- Séparateurs intégrés (7 rangées);
- Empilables: des ergots assurent la stabilité;
- Etiquette pour identification;
- Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25;
- Capacité(blocs): ~\_ 200;
- Dimension(Long. x Prof. x Haut.): 245 x 320 x 60mm;
- Condition minimum de vente: 25.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration