

Blocstor 9, Pré-monté Réf. CEL-BS9



Blocstor 9, Pré-monté :

- Boîte carton avec couvercle à charnière pour stockage des blocs d'inclusion;
- Carton brun recyclé, double cannelure résistant;
- Séparateurs intégrés;
- Empilables;
- Étiquette pour identification;
- Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25;
- Nombre de rangée: 9;
- Capacité (blocs): ~_ 450;
- Dimensions (Long. x Prof. x Haut.): 300 x 450 x 50 mm;
- Condition minimum de vente: 10.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration