

Tiroir blanc, Pré-monté Réf. SOC-OS4T20



Tiroir blanc, Pré-monté :

- Système tiroir carton polyvalent;
- Livré avec 4 tiroirs en carton blanc de 2 rangées chacun (soit 8 rangées au total);
- Des tiroirs peuvent être ajoutés sur les tiroirs existants en cas de stockage de blocs d'inclusion;
- Empilables: 6 ergots assurent la stabilité;
- Étiquette pour identification;
- 2 modèles disponibles: en carton rigide verni hydrophobe orange ou brun recyclé;
- Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25 (version carton brun uniquement);
- Capacité maximale: 40 blocs, 250 lames;
- Dimension (L x P x H): 65 x 280 x 45 mm;
- Condition minimum de vente: 20.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration