

## Milieu d'enrobage oct Réf. CEL-OCT125



### Milieu d'enrobage OCT0 :

- C'est un milieu d'enrobage pour cryo-microtomie, conçu pour utilisation entre -20°C et -30°C.
- Le milieu gèle rapidement et forme un support idéal pour les coupes de tissus au cryostat.
- CellPath "OCT" est hydrosoluble.
- il s'enlève facilement de la lame du microscope avant la coloration.
- Conditionné en flacon plastique de 125 ml avec distributeur compte-gouttes
- Conditionnement minimum de vente: 1 flacon de 125 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration