

Sachets pour biopsie, en Nylon Réf. CEL-SBI9575N



Sachets pour biopsie, en Nylon :

- Réduit le risque de perte des biopsies durant la déshydratation et l'inclusion;
- Ouverture facile pour la récupération des spécimens;
- 2 versions: Treillis mono-filament nylon ou polyester;
- Le polyester résiste à l'acide et est utilisable avec des décalcifiants;
- Évite les artéfacts possibles dus aux "tissus mousses";
- N'endommage pas les spécimens;
- Laisse traverser lentement les différents réactifs;
- Dimensions: 595 x 75 mm;
- Condition minimum de vente: sachet de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration



Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N